

# Banda accesoria de sujeción Portrait SpO<sub>2</sub> (Portrait AAB01)

La banda accesoria de sujeción Portrait™ SpO<sub>2</sub> (Portrait AAB01) está diseñada para ofrecer una forma de sujetar en la muñeca del paciente el sensor de pulsioximetría wearable Portrait con batería para sensor Portrait.



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### Materiales

BPA:	No
DEHP:	No
Látex:	No
PVC:	No
Otros ftalatos:	No

### Uso del producto

Desechable, para un solo paciente.

### Entorno de funcionamiento

Temperatura:	De 0 °C a 40 °C
--------------	-----------------

### Almacenamiento

Temperatura:	De -30 °C a 70 °C
Humedad:	Del 5 % al 95 % de HR sin condensación
Presión:	De 500 hPa a 1060 hPa

### Esterilidad

El accesorio de sujeción SpO<sub>2</sub> se suministra sin esterilizar y no debe esterilizarse.

### Materiales de envasado

Caja de cartón

### Consideraciones sobre eliminación

Deben eliminarse como un residuo clínico, de conformidad con la política del hospital y la normativa local.

### Marcado CE

La banda accesoria de sujeción Portrait SpO<sub>2</sub> cuenta con el marcado CE.

### Compatibilidad del producto

Sensores de pulsioximetría wearable Portrait:

Portrait SpO <sub>2</sub> P-W01
Portrait SpO <sub>2</sub> P-SE01
Portrait SpO <sub>2</sub> P-SP01
Portrait SpO <sub>2</sub> P-SA01

## LISTA DE PIEZAS

N.º de referencia	Descripción	Cantidad
5514165	Banda accesoria de sujeción Portrait SpO <sub>2</sub>	Caja de 30 uds

Los productos sanitarios arriba indicados son conformes con la legislación vigente.

© 2023 GE HealthCare.

GE Healthcare se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y características indicadas en este documento o de interrumpir la fabricación del producto descrito en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación alguna. Póngase en contacto con su representante de GE Healthcare para obtener la información más reciente. Portrait Mobile es una marca comerciales de GE HealthCare. GE es una marca comercial de la compañía General Electric bajo licencia de marca registrada.

JB02330ES